

3.5 mmx4.5 mm

CANNULATED COMPRESSION SCREW

TORNILLO CANULADO PARA COMPRESIÓN

Ø3.5 x Ø4.5 mm Cannulated Compression Screw Tornillo Canulado para Compresión

(15.32.01.35018 – 15.32.01.35090)

18 mm – 40 mm, 2 mm increments | *incrementos de 2 mm*

45 mm – 90 mm, 5 mm increments | *incrementos de 5 mm*

Pack 2 un.



INSTRUMENTS INSTRUMENTOS		
09.01.04.28120	Drill Bit, Cannulated, Øext. 2.8 x Øint. 1.4 x 120 mm, twist length 40 mm, AO Coupling <i>Broca Canulada Øext. 2.8 x Øint. 1.4 x 120 mm, helicoidal 40 mm, Conexión AO</i>	1
09.01.04.28150	Drill Bit, Cannulated, Øext. 2.8 x Øint. 1.4 x 150 mm, twist length 40 mm, AO Coupling <i>Broca Canulada Øext. 2.8 x Øint. 1.4 x 150 mm, helicoidal 40 mm, Conexión AO</i>	1
09.02.02.03545	Countersink, Cannulated, for Compression Screw Ø3.5 x Ø4.5 mm, AO Coupling <i>Avellanador Canulado para Tornillo de Compresión Ø3.5 x Ø4.5 mm, Conexión AO</i>	1
09.03.03.35450	Tap, Cannulated, for Compression Screw Ø3.5 x Ø4.5 mm, AO Coupling <i>Macho Canulado para Tornillo de Compresión Ø3.5 x Ø4.5 mm, Conexión AO</i>	1
09.04.04.12030	Handle, Cannulated, AO Coupling, 120 mm, Green <i>Mango Canulado, Conexión AO, 120 mm, Verde</i>	1
09.04.06.00000	Drill Guide Handle <i>Mango para Guía Broca</i>	1
09.07.08.10093	Shaft Screwdriver, Cannulated, Torx-10, 90 mm, AO Coupling, Green Code <i>Destornillador Intercambiable Canulado, Torx-10, 90 mm, Conexión AO, Código Verde</i>	1
09.08.02.16090	Gauge 90 mm, Direct Measuring, for Wire 150 mm, Ø up to 1.6 mm <i>Medidor 90 mm, para Aguja 150 mm, Ø hasta 1.6 mm</i>	1
09.10.06.00150	Plate and Screw Holding Forceps, Angled, 150 mm <i>Pinza para Placas y Tornillos, en Ángulo, 150 mm</i>	1
09.27.00.00050	Drill Guide Insert, Ø5.0 mm <i>Punta Guía de Perforación, Ø5.0 mm</i>	1
09.50.03.00110	Box w/ Brackets, 250 x 250 x 40 mm, Compression Screw 3.5 mm <i>Caja con Soportes, 250 x 250 x 40 mm, Tornillo para Compresión 3.5 mm</i>	1
09.50.04.00110	Implant Case, Compression Screw 3.5 mm <i>Estuche para Implantes, Tornillo para Compresión 3.5 mm</i>	1
09.50.10.00150	Dispenser for K-Wire 150 mm <i>Dispensador para Aguja de Kirschner 150 mm</i>	1

Ø3.5 X Ø4.5 mm CANNULATED COMPRESSION SCREW TORNILLO CANULADO PARA COMPRESIÓN		
15.32.01.35018	18 mm Length <i>Longitud</i>	2
15.32.01.35020	20 mm Length <i>Longitud</i>	2
15.32.01.35022	22 mm Length <i>Longitud</i>	2
15.32.01.35024	24 mm Length <i>Longitud</i>	2
15.32.01.35026	26 mm Length <i>Longitud</i>	2
15.32.01.35028	28 mm Length <i>Longitud</i>	2
15.32.01.35030	30 mm Length <i>Longitud</i>	2
15.32.01.35032	32 mm Length <i>Longitud</i>	2
15.32.01.35034	34 mm Length <i>Longitud</i>	2
15.32.01.35036	36 mm Length <i>Longitud</i>	2
15.32.01.35038	38 mm Length <i>Longitud</i>	2
15.32.01.35040	40 mm Length <i>Longitud</i>	2
15.32.01.35045	45 mm Length <i>Longitud</i>	2
15.32.01.35050	50 mm Length <i>Longitud</i>	2
15.32.01.35055	55 mm Length <i>Longitud</i>	2
15.32.01.35060	60 mm Length <i>Longitud</i>	2
15.32.01.35065	65 mm Length <i>Longitud</i>	2
15.32.01.35070	70 mm Length <i>Longitud</i>	2
15.32.01.35075	75 mm Length <i>Longitud</i>	2
15.32.01.35080	80 mm Length <i>Longitud</i>	2
15.32.01.35085	85 mm Length <i>Longitud</i>	2
15.32.01.35090	90 mm Length <i>Longitud</i>	2

KIRSCHNER WIRE, SS, TROCAR/ROUND AGUJA DE KIRSCHNER, ACERO, TROCAR/REDONDA		
17.02.01.13150	Ø1.3 x 150 mm	10